

身体固定クッション

不随運動が強い小児を車いすなどに固定するクッション

洗濯
OK

ループを通し
アジャスターで簡単固定。



お子さんの動きを
抑制しません。

■マザーハグ80 / 販売価格5,000円(消費税・送料別途)


■マザーハグ100 / 販売価格5,500円(消費税・送料別途)

- 型番:KN80-01(マザーハグ80)●サイズ/直径80×長さ1,000(mm)●重量/150g
- 型番:KN100-01(マザーハグ100)●サイズ/直径100×長さ1,000(mm)●重量/250g
- 材質/ニット(ナイロン81%、ポリウレタン19%)、ビーズ(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合)

[推薦コメント] 食事姿勢を調整するのに便利で、設置にする時はぐるりと
たかぎ歯科 / 院長 高木伸子先生 | バギーやクッションチェアに結びとスレません。

スベラナイト

厚み0.3mmで片手でも字が書ける滑り止めシート



不思議な特徴
・紙が滑らない
・紙に文字が書ける
・文筆がいらぬ
・ハサミで切れる
・スプーンが使える
・水洗いできる
・べたつかない
・ほこりがつきにくい
・薄い
・両面テープで固定可能

下敷き
紙が滑らずに文字が
書けます。

ランチョンマット
人の目を気にせず
片手で食べられます。

水洗い
OK
熱に
強い
挟みで
カット

■スベラナイト(B3-56:1枚入り) / 販売価格2,000円(消費税・送料別途)

■スベラナイト(A4-20:2枚入り) / 販売価格1,500円(消費税・送料別途)

- 型番:A4-20●サイズ/厚さ0.3×幅200×高さ290(mm)
- 型番:B3-56●サイズ/厚さ0.3×幅340×高さ560(mm)
- 材質/特殊樹脂

[推薦コメント] 紙を押さえなくても字が書ける驚き、スベラナイトが生活
兵庫県脳卒中者友の会 あげぼの会 | の向上・創作意欲につながることを多くの方に知ってほしい。


片手編み機

作業療法の定番。片手でもマフラーや帽子が編めます。

作業療法の必需品!

手指のリハビリ導入に最適!

1台で複数の輪編みサイズ!



■スプールウィービング
販売価格:
9,352円(消費税・送料別途)

- 型番:SP-SET●サイズ/大外形
335×高さ55(mm)ピン30本、中
外形275×高さ55(mm)ピン24
本、小外形215×高さ55(mm)ピ
ン18本●材質/シナベニヤ、ピン:
ブナ材●付属品/編み方DVD




■ストレートタイプ
販売価格:
3,650円(消費税・送料別途)

- 型番:SP-ST●サイズ/幅
30×高さ55×長さ480
(mm)ピン16本●材質/木
材、ピン:ブナ材●付属品/
50mmC型クラブ2個



■フレキシブルタイプ
販売価格:
8,984円(消費税・送料別途)

- 型番:SP-FR●サイズ/幅
110×長さ480×高さ150
(mm)ピン36本●材質/木
材、ピン:ブナ材●付属品/
編み方DVD



誰もが楽しい食事を

甲南医療器研究所

製造・販売 株式会社甲南医療器研究所

〒653-0032 神戸市長田区苅藻通2-7-6

TEL 078-651-3819 FAX 079-421-7404

E-mail info@easyswallow.jp

URL http://easyswallow.jp

(営業時間:月~金9時から18時まで)

介護医療の補助器具で
あなたに明るい暮らしを

総合製品ガイド



誰もが楽しい食事を

KONAN MEDICAL LABORATORY

介護者も使いやすく、介護を必要とする方の状態にあわせて「車いす」や「ベッド」上での過ごし方が快適になります。

主に「車いす」上を快適に過ごす

頭頸部クッション

頭頸部の隙間をビーズが埋め、頸部の緊張を緩和し疲れにくくします。

VF-FITクッション

ビーズを動かし頭頸部を自在に調整

ひもの長さでクッションの厚みを簡単調整



リュック式で簡単に背もたれへ取り付けできる

■VF-FIT05 / 販売価格13,000円(消費税・送料別途)

●型番VF-FIT05 ●サイズ / 幅480×奥行500×高さ90~150(mm) ●材質 / 表生地:抗菌ビニールレザー(MRSA、大腸菌、黄色ブドウ球菌など)耐アルコール機能(ベンジン・エタノール) 裏生地:ナイロン81%、ポリウレタン19%、ビーズクッション(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合体) ●重量 / 500g ●TAISコード / 01630-00002

肩甲骨から頸部・頭部にかけて大粒ビーズがしっかり保持



ひもの長さでビーズの移動で楽な頭頸部の姿勢調整ができます

ビーズが頭部からの圧力を分散するので痛くない。



頭部が動いても大粒ビーズとレザードットが安定するので頭頸部が安定するの疲れにくい。

e-FITクッション

ビーズの谷間が頭頸部にフィットし気持ちe-

リュック式で簡単に背もたれへ取り付けできる



ひもの長さで後頭部・頸部周りの保持を調整できる

ストレッチャーへの固定もベルトを使って簡単に取り付けできる

■e-FIT01 / 販売価格15,000円(消費税・送料別途)

●型番:e-FIT01 ●サイズ / 幅480×奥行500×高さ90(mm) ●材質 / 表生地:抗菌ビニールレザー(MRSA、大腸菌、黄色ブドウ球菌など)耐アルコール機能(ベンジン・エタノール) 裏生地:ナイロン81%、ポリウレタン19%、ビーズクッション(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合体) ●重量 / 500g

体幹保持具

膝や肘などの関節がクッションの「くぼみ」にはまり保護するクッションです。

関節サポートクッション

クボみが関節を包み込む



ニットを引っ張ると上肢・下肢を包み込み保護

■関節サポートクッション / 販売価格4,800円(消費税・送料別途)

●型番:KBCJ-02 ●サイズ / 幅570×奥行220×高さ80(mm) ●材質 / 伸縮生地:ナイロン81%、ポリウレタン19%、ビーズクッション(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合体) ●重量 / 120g

主に「ベッド」上を快適に過ごす

側臥位クッション

ずれないクッションで体幹を支え安楽な呼吸姿勢を保持することができます。

シムス位・側臥位兼用ピロー

次亜塩素酸消毒対応生地を使用



シムス位で上腕・胸部・腰部・下肢を支持できる

側臥位では背中から腰・臀部をしっかりと支える

自重シートで体幹が動いてもクッションがずれにくい

■シムス位ピロー-FIT / 販売価格18,500円(消費税・送料別途)

●型番:KLS-10 ●サイズ / 幅(クッション部) 280、自重シート300×長さ1,400×高さ150(mm) ●材質 / 布帛(ポリエステル100%)、ニット(ポリエステル100%)、ビーズクッション(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合体) ●重量 / 1,000g

完全側臥位支援クッション

次亜塩素酸消毒対応生地を使用

90度の側臥位をサポート!



ビーズが背中を優しく保持

自重シートで体幹が動いてもクッションがずれにくい

裏面の伸縮生地が変形し身体の曲線にフィット

■ピタットくん90 / 販売価格8,000円(消費税・送料別途)

●型番:KL90-01 ●サイズ / 幅(クッション部) 280、自重シート300×長さ600×高さ100(mm) ●材質 / 布帛(ポリエステル100%)、ニット(ポリエステル100%)、ビーズクッション(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合体) ●重量 / 200g ●TAISコード01630-00001

[推奨コメント] ピタットくん90は初めての人でも完全側臥位姿勢を作るのに役立ちます。

60度の側臥位をサポート

■ピタットくん60 / 販売価格8,000円(消費税・送料別途)

誤嚥予防枕

枕本体に2つクッションを取り付けることができ誤嚥予防できる姿勢を作りだします。

誤嚥予防クッション

クッションの挿入で頭頸部が調整できる



誤嚥予防頭頸部の姿勢が退院後もできる

一度の位置設定で誰がやってもほぼ同じ頭頸部姿勢に調整できる

枕本体、クッションともに次亜塩素酸消毒ができる

イージースワロ-3045の頸部前屈調整方法

頸部前屈は、枕本体、Sクッション、Mクッション、市販タオルを使い「5つの基本パターン」に対応できます。

2種類のクッション



3か所の挿入袋

■イージースワロ-3045 / 販売価格13,000円(消費税・送料別途)

●型番:KE-05 ●セット内容:枕本体、Sクッション、Mクッション ●サイズ / 枕本体:幅520×奥行300×高さ100(mm)、Sクッション:幅460×奥行100×高さ80(mm)、Mクッション:幅460×奥行140×高さ100(mm) ●材質 / 枕本体:布帛(ポリエステル100%)、ニット(ポリエステル100%)、ビーズ(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合体)、ビーズクッション:ニット(ナイロン81%、ポリウレタン19%)、ビーズ(ポリスチレン、ポリエチレン重合体) ●重量 / 470g

高機能なクッションで 楽な姿勢保持で 毎日の暮らしを快適に